

Portal para Registrar Muestras de Laboratorio



Versión: 1


Junio 2018

Acerca de este manual

Este manual está diseñado para guiar al Laboratorista en la plataforma web a ingresar resultados del Laboratorio

A continuación se presenta el paso a paso para crear este registro.


1. Deben acceder al sitio web: <https://controlvector.gorgas.gob.pa> en su explorador de internet.



2. Ingresar su cuenta de **Laboratorio** y su contraseña.

A screenshot of the login page on the Gorgas website. The page title is "Gorgas". The main heading is "Iniciar Sesión". There are two input fields: "Usuario" with the value "laboratorio" and "Contraseña" with a masked password "*****". Below the fields is a blue button labeled "Enviar". The browser's address bar shows "https://controlvector.gorgas.gob.pa/login".

3. Verificamos que hemos ingresado, veremos nuestro nombre usuario a lado derecho y procedemos a completar los campos.

A screenshot of the "Buscador de Muestras" page on the Gorgas website. The page title is "Gorgas" and the breadcrumb is "Muestras > Cuenta - laboratorio laboratorio". The main heading is "Buscador de Muestras". There are several dropdown menus: "Provincia" (PANAMA), "Distrito" (PANAMA), "Corregimiento" (BELLA VISTA), and "Manzana" (1). There is also a "Semana epidemiológica:" field with the value "5" and a "Fecha de toma de muestra:" field with the value "02-02-2018". A blue button labeled "Buscar Muestras" is at the bottom.

4. Al finalizar de seleccionar cada ítem, debe dar clic en Buscar Muestras.


5. Hacer clic en Ver inspecciones, para poder ingresar el resultado de la inspección realizada.

Gorgas Muestras Cuenta - laboratorio laboratorio ▾

Predios

Regresar

Manzana: 1

| Calle | Casa | |
|-------|------|--|
| 1 | 1 |  Ver Inspecciones |

6. Observamos el listado de Muestras y para ingresar el resultado por cada muestra, se le debe dar clic a Editar.

Informe Diario de Positividad

Provincia: PANAMA | Distrito: PANAMA | Corregimiento: BELLA VISTA | Semana Epidemiológica: 5

| Inspector | Manzana | Calle | Casa | Fecha de Toma de Muestra | Muestra | Tipo de Recipiente | Recipiente | Resultado | Estado del Mosquito | Fecha de Análisis | |
|--------------------|---------|-------|------|--------------------------|---------|--------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Android Android | 1 | 1 | 1 | 2018-02-02 | M1 | Util | Tanques | Positivo - Aedes aegypti | Larva | 2018-02-07 | Editar |
| | | | | | M2 | No Asignado | No Asignado | Negativo | Ninguno | No Asignado | Editar |
| | | | | | M3 | No Asignado | No Asignado | Negativo | Ninguno | No Asignado | Editar |
| | | | | | M4 | No Asignado | No Asignado | Negativo | Ninguno | No Asignado | Editar |
| | | | | | M5 | No Asignado | No Asignado | Negativo | Ninguno | No Asignado | Editar |

laboratorio ▾

Clase de recipiente
Util

Tipo de Recipiente
Tanques

Resultado
Aedes aegypti

Estado
Lava

[Guardar Cambios](#)