


Administración de la Plataforma Web de Control de Vectores



Versión: 1

Octubre, 2019

Preparado por el Lic. Alberto Cumbreira

acumbreira@gorgas.gob.pa

Revisado por: Dra. María Eugenia Barnett de Antinori

mebantinori@cwpanama.net

Acerca de este manual

Este manual está diseñado para guiar al Administrador de la Plataforma web para que pueda crear, editar o eliminar funciones de la Base de Datos que han sido programadas en la aplicación de Control de Vectores; como por ejemplo: los usuarios que han sido creado bajo los roles de seguridad (inspectores y supervisores) o añadir nuevos corregimientos o una nueva especie de Mosquitos o Recipientes.


A continuación se presenta el paso a paso para realizar estas operaciones.

Administración de la Plataforma Web de Control de Vectores


1. Deben acceder al sitio web: <https://controlvector.gorgas.gob.pa/> en su explorador de internet.



2. Ingresar su cuenta de usuario y su contraseña de administrador.



Una vez iniciada sesión se desplegará la siguiente pantalla. A continuación describiremos las operaciones que se encuentran en el panel izquierdo:



Opción 1. Realizar cambios en una inspección:

Fecha y Hora	Corregimiento	Manzana	Calle	Predio	¿Inspeccionada?	Ver	Editar	Eliminar
29-10-2018 09:43:17	LA EXPOSICION O CALIDONIA	33	36	prueba2	Inspección completa			
29-10-2018 09:43:17	LA EXPOSICION O CALIDONIA	33	36	prueba2	Inspección completa			
26-10-2018 12:11:21	BELISARIO PORRAS	13	principal	16	Lugar cerrado			
26-10-2018 10:23:37	VICTORIANO LORENZO	134	principal	g8	Inspección completa			
26-10-2018 10:26:08	VICTORIANO LORENZO	134	principal	27G	Inspección completa			
26-10-2018 10:18:43	VICTORIANO LORENZO	135	principal	e64	Inspección completa			

Si un inspector o supervisor detecta, que hubo una inspección que fue registrada con un error; el supervisor o administrador está en la capacidad de corregirlo. Para ello está habilitado las opciones de: Ver, Editar o Eliminar la Inspección

- **Ver la Inspección:** Permite ver toda la información de una inspección y da la opción de editar dentro de la misma o regresar al menú principal de inspecciones.

Manzana	Calle	Predio	¿Es un Caso?	¿Inspeccionada?	Tipo de Inspección
33	36	prueba2	No	Si	Inspección completa

Recipientes y Criaderos				
Inspeccionados	Con FA	Con FAN	Tratados	Eliminados
1	1	1	0	0

Inservibles				
Inspeccionados	Con FA	Con FAN	Tratados	Eliminados
0	0	0	0	0

Naturales				
Inspeccionados	Con FA	Con FAN	Tratados	Eliminados
0	0	0	0	0


- **Editar Inspección:** Permite corregir datos a una inspección.

Recipientes y Criaderos				
Inspeccionados	Con FA	Con FAN	Tratados	Eliminados
0	0	0	0	0

Para guardarlos los cambios; debe dar clic al botón  que esta al final de la página. Si los cambios realizados fueron con éxito; debe salir este mensaje:



- **Eliminar Inspección:** Borra de la Base de Datos la inspección de manera definitiva.



Opción 2. Crear, editar o Eliminar Usuarios:



- **Crear un nuevo Usuario:** Damos clic al Botón: **Nuevo Usuario**



Procedemos a llenar los campos del formulario para crear un nuevo usuario y dar clic en **Crear Usuario**. Los campos que tienen * son de carácter obligatorio.

The screenshot shows the 'Nuevo Usuario' form in the Gorgas system. The form includes the following fields:

- First name*: jose
- Last name*: perez
- Email: [empty]
- User name*: jose.perez
- Password: ****
- Role: Inspector

A red box highlights the form fields, and a red arrow points to the 'Crear Usuario' button.

Aparecerá un mensaje que ha sido creada satisfactoriamente.

The screenshot shows the 'Información de Usuario' page in the Gorgas system. A green message box at the top says 'User was successfully created.' A red box highlights the user information table:

Nombre	Email	Role
Perez1, Jose		Inspector

- **Editar Usuario:** Permite cambiar el nombre de usuario, contraseña, rol o cualquier otro dato al usuario.

The screenshot shows the 'Editar Usuario' form in the Gorgas system. The form includes the following fields:

- First name*: jose
- Last name*: perez1
- Email: [empty]
- User name*: jose.perez1
- Password: [empty]
- Role: Inspector

A red box highlights the 'Actualizar Usuario' button.

- **Eliminar Usuario:** Elimina de forma definitiva de los registros, al usuario. Damos clic en la **x**. Nos aparecerá un mensaje que si estamos seguro de eliminar el usuario y damos clic en Aceptar.

controlvector.gorgas.gob.pa dice
¿Seguro que desea eliminar al usuario?

Apellido	Nombre	Usuario	Cargo	Email		
Navalo	Eduardo	eduardo.navalo	Inspector			
nieto	leslie	leslie.nieto	Inspector			
Oberto	Denis	denis.oberto1	Jefe de Inspectores			
Oberto	Denis	denis.oberto	Inspector			
olivares	odin	odin.olivares	Inspector			
Olivares	Helmuth	helmuth.olivares	Inspector			
O Reilly	Daniel	daniel.oreilly	Inspector			
Oses	Graciela	graciela.oses	Inspector			
Ospino	Anibal	anibal.ospino	Inspector			
Pacheco	Alexis	alexis.pacheco	Inspector			
Pérez	Carmen	carmen.perez	Inspector			
perez1	jose	jose.perez1	Inspector			

El sistema nos informa que el usuario fue eliminado satisfactoriamente.

¡Bienvenido!

User was successfully destroyed.

Administración de Usuarios

Nuevo Usuario

Opción 3. Catálogo: Permite Crear, editar o eliminar Provincias, Regiones de Salud, Distritos, Corregimientos, Mosquitos y Recipientes.

Provincias

Nueva Provincia

Nombre	Código	Editar	Eliminar
BOCAS DEL TORO	1		
COCLE	2		
COLON	3		
CHIRIQUI	4		
DARIEN	5		
HERRERA	6		
LOS SANTOS	7		
VERAGUAS	9		
KUNA YALA	10		
C. NGOBE BUGLE	12		
PANAMA	8		
PANAMA OESTE	13		

controlvector.gorgas.gob.pa/mosquitos

Gorgas Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) 1, Administrador

¡Bienvenido!

Mosquitos Nuevo Mosquito

Nombre		
Culex		
Otro		
Aedes Aegypti		
Aedes Albopictus		
Anopheles		

Inspecciones

Trampas (ENT)

Reportes

Usuarios

Catálogo

Provincias

Regiones

Distritos

Corregimientos

Localidades (ENT)

Mosquitos

controlvector.gorgas.gob.pa/containers?page=2

Gorgas Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) 1, Administrador

¡Bienvenido!

Recipientes Nuevo Recipiente

Nombre	Tipo		
Escurreidor de trapeador	Útil		
Manjol /pozo/alcantarilla	Útil		
Tinaja de Baño	Útil		
Ollas	Útil		
Platón	Útil		
Vagón de Autos	Útil		
Tapas de PVC	Útil		
Bandejas de Pintura	Útil		
Otro	Útil		
Latas	Inservible		
Botellas	Inservible		
Cubos Abandonados	Inservible		
Botas/Calzados Abandonados	Inservible		
Tubos/Pedazos	Inservible		

Inspecciones

Trampas (ENT)

Reportes

Usuarios

Catálogo

Provincias

Regiones

Distritos

Corregimientos

Localidades (ENT)

Mosquitos

Recipientes

Opción 4. Cerrar Sesión: Una vez finalizado lo trabajado, se debe Cerrar la Sesión, para que la sesión de trabajo no quede abierta y pueda ser utilizado por otro usuario que no es administrador. Podemos **Cerrar Sesión** con solo dar clic en el Menú inferior de la izquierda o en el menú superior a la derecha, al dar clic encima de su nombre de usuario, se desplegara un menú y seleccionamos la opción **Cerrar Sesión**.

¡Bienvenido!

Inspecciones

Trampas (ENT)

Reportes

Usuarios

Catálogo

Químico

Cerrar Sesión

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES)

1, Administrador

Administración de Usuarios

Nuevo Usuario

Rol: Administrador

Cerrar Sesión

Apellido	Nombre	Usuario	Cargo	Email		
1	Administrador	administrador	Administrador			
aguiar	ruben	ruben.aguiar	Jefe de Inspectores			
Aguiar	Sebastián	sebastian.aguiar	Inspector			
Alba	Ceferito	cefe.alba	Inspector			
Android	Android	android	Administrador	test@test.com		
Arancibia	Arturo	arturo.arancibia	Inspector			
Arias	David	ovidio.arias	Inspector			
Arosemena	Nicolás	nicolas.rosemena	Inspector			
Arosemena	Nicolas	nicolas.rosemena1	Jefe de Inspectores			
Arosemena	Leandro	leandro.rosemena	Inspector			
Ávila	Zaida	zaida.avila	Inspector			
Bales	Carl	carl.bales	Inspector	cdbales@us.ibm.com		
Barahona	Cilka	cilka.barahona1	Jefe de Inspectores			
Barahona	Cilka	cilka.barahona	Inspector			

Ahora aparecerá esta la página de inicio:

controlvector.gorgas.gob.pa/login

Bienvenido a Gorgas: Ingrese a su Cuenta

Usuario

Contraseña

Iniciar Sesión

Copyright © 2018 EtyaLab, S. A. All rights reserved.