

PRUEBAS REALIZADAS POR LA SECCIÓN DE MICOBACTERIOLOGÍA, POR MES, SEGÚN TÉCNICA, AÑO 2026

Técnica	Pruebas realizadas												
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	3541	404	350	445	370	433	354	492	345	348	0	0	0
Detección molecular de MTB y resistencia a RIF (Xpert MTB/RIF)	65	6	6	17	3	4	5	9	9	6			
Tinción por BAAR (Zielh Neelsen/ Kinyoun)	829	132	106	137	103	64	67	89	76	55			
Tinción por bacilo de Hansen (Lepra) Pacientes	19	0	2	0	0	0	8	9	0	0			
Cultivos de Micobacterias en medios sólidos Low. Jensen	994	124	123	137	116	99	100	125	89	81			
Identificación inmunocroto grafica TB Ag MPT64	292	25	21	37	41	29	31	40	33	35			
Identificación molecular de especies de micobacterias-Genotype Mycobacterium CM	249	21	15	22	18	43	30	35	24	41			
Identificación molecular de especies de micobacterias-Genotype Mycobacterium AS	35	0	3	3	3	6	0	10	0	10			
Detección molecular de la resistencia rifampicina e isoniacida del C. MTB-Genotype MTBDRplus	725	66	58	57	68	142	77	91	82	84			
Detección molecular de la resistencia fluoroquinolonas y aminoglicosidos/ peptidos ciclicos del C. MTB-Genotype MTBDRsl	67	11	6	11	3	8	3	10	12	3			
Detección molecular de la resistencia a macrolidos y aminoglicosidos en Micobacterias No Tuberculosas-Genotype NTM-DR	84	12	3	18	3	15	4	16	0	13			
Prueba de sensibilidad por Método Fluorometrico MGIT 320	79	1	3	6	0	18	15	15	8	13			
Detección Bioquimica de la Pirazinamida	57	6	4	0	0	0	14	14	12	7			
Evaluación Externa de Calidad-Identificación inmunocroto grafica TB Ag MPT64 (One World)	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0			
Evaluación Externa de Calidad-Identificación molecular de especies de micobacterias Genotype Mycobacterium CM/AS (One World)	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0			
Evaluación Externa de Calidad- Detección molecular de resistencia GenoType MTBDRplus (SmartSpot)	12	0	0	0	6	0	0	6	0	0			
Evaluación Externa de Calidad- Detección molecular de resistencia GenoType MTBDRsl (SmartSpot)	12	0	0	0	6	0	0	6	0	0			
Evaluación Externa de Calidad-Identificación inmunocroto grafica TB Ag MPT64 (InDRE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Evaluación Externa de Calidad- Detección molecular de resistencia GenoType MTBDRplus (InDRE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Evaluación Externa de Calidad- Detección molecular de resistencia GenoType MTBDRsl (InDRE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Evaluación Externa de Calidad-Metodo Fluorometrico MGIT 320 (InDRE)	17	0	0	0	0	0	0	17	0	0			

(1) Datos reportados hasta el mes actual

Fuente: Sección de Micobacteriología